



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Extensión: 1517 y 1377

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DÍAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCIÓN	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500021	Anticuerpo contra Antígeno de Superficie de Virus de Hepatitis B	2003	Anti-HBsAg	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar 5.0 mL., para todas las pruebas de hepatitis.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	15 días
500079	Anticuerpos contra Antígeno Core de Hepatitis B	2004	Anti-HBcAg	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar 5.0 mL., para todas las pruebas de hepatitis.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	3 días
500137	Anticuerpos IgG contra el Citomegalovirus	2015	CMV IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	2 días
500901	Anticuerpos IgM contra el Citomegalovirus	2014	CMV IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	2 días
500902	Anticuerpos IgM contra Herpes Virus	2016	HSV IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	3 días
500057	Anticuerpos IgG contra Herpes Virus	2017	HSV IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500906	Anticuerpos IgM contra Parvovirus B19	2025	Parvo IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500060	Anticuerpos IgG contra Parvovirus B19	2026	Parvo IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	5 días
500903	Anticuerpos IgM contra Virus de Rubeola	2018	Rub IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	7 días
500063	Anticuerpos IgG contra Virus de Rubeola	2019	Rub IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	47 días

REVISÓ

DRA. VIRGINIA DIAZ JIMENEZ

AUTORIZÓ

EBC. LINA T. ROMERO GUZMÁN

* Todas las muestras que sean LCR se reciben de 7:00 a 13:00 hrs.



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Extensión: 1517 y 1377

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500905	Anticuerpos IgM contra Virus de Sarampión	2022	Sara IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	7 días
500064	Anticuerpos IgG contra Virus de Sarampión	2023	Sara IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	7 días
500904	Anticuerpos IgM contra Virus de Varicela	2020	Var IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	7 días
500065	Anticuerpos IgG contra Virus de Varicela	2021	Var IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500052	Anticuerpos IgG contra Antígeno Temprano de Virus Epstein Barr	2012	EBV EA IgG	Sangre total	Rojo	3.0 mL	Se puede tomar un tubo de 3.0 mL., para las determinaciones de EBV VCA IgM o IgG, EA y EBNA	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500053	Anticuerpos IgG contra Antígeno Nuclear de Virus Epstein Barr	2013	EBV EBNA IgG	Sangre total	Rojo	3.0 mL	Se puede tomar un tubo de 3.0 mL., para las determinaciones de EBV VCA IgM o IgG, EA y EBNA	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500054	Anticuerpos IgG contra Cápside de Virus Epstein Barr	2010	EBV VCA IgG	Sangre total	Rojo	3.0 mL	Se puede tomar un tubo de 3.0 mL., para las determinaciones de EBV VCA IgM o IgG, EA y EBNA	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	4 días
500059	Anticuerpos IgM contra Virus Parotiditis	2024	Paro IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Parvovirus, parotiditis, varicela y sarampión.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	7 días
500055	Anticuerpos IgM contra Cápside de Virus Epstein Barr	2010	EBV VCA IgM	Sangre total	Rojo	3.0 mL	Se puede tomar un tubo de 3.0 mL., para las determinaciones de EBV VCA IgM o IgG, EA y EBNA	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	2 días
500078	Anticuerpos IgM contra Virus de Hepatitis A	2001	HAV IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar 5.0 mL., para todas las pruebas de hepatitis.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	3 días
500225	Antígeno Contra Rotavirus	2037	Rotavirus	Heces	Frasco con boca ancha	Tamaño de una nuez	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	Mismo día



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Extensión: 1517 y 1377

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500071	Antígeno de Adenovirus	2030	Adeno	Exudado nasal, aspirado nasofaríngeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	portaobjetos, frasco estéril o trampa.	Portaobjetos con dos preparaciones circulares cada uno, frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día
500076	Antígeno de Parainfluenza tipo1	2033	Parafllu 1	Exudado nasal, aspirado nasofaríngeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	Frasco estéril o trampa.	Frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día
500076	Antígeno de Parainfluenza tipo2	2034	Parafllu 2	Exudado nasal, aspirado nasofaríngeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	Frasco estéril o trampa.	Frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día
500076	Antígeno de Parainfluenza tipo3	2035	Parafllu 3	Exudado nasal, aspirado nasofaríngeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	portaobjetos, frasco estéril o trampa.	Portaobjetos con dos preparaciones circulares, frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día
500075	Antígeno de Virus Influenza A	2031	Flu A	Exudado nasal, aspirado nasofaríngeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	portaobjetos, frasco estéril o trampa.	Portaobjetos con dos preparaciones circulares, frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día



INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES

TABLA DE CRITERIOS DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS
LABORATORIO DE VIROLOGÍA

Extensión: 1517 y 1377

Tabla de Cuotas	EXAMENES	Clave del Sistema de Red Informático		ESPECIMEN	TUBO O ENVASE	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DIAS QUE SE RECIBEN LAS MUESTRAS	HORARIO DE RECEPCION	TIEMPO DE ENTREGA DE RESULTADOS
		CLAVE	ABREVIATURA							
500075	Antígeno de Virus Influenza B	2032	Flu B	Exudado nasal, aspirado nasofaringeo, lavado bronquial o bronquioalveolar	portaobjetos, frasco estéril o trampa.	Portaobjetos con dos preparaciones circulares, frasco estéril o trampa con mínimo 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	1 día
500241	Anticuerpos IgG contra Toxoplasma gondii	506	Toxo IgG	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	3 días
500242	Anticuerpos IgM contra Toxoplasma gondii	507	Toxo IgM	Sangre total	Rojo	5.0 mL	Se pueden tomar un tubo con 5.0 mL para las determinaciones de Citomegalovirus, herpes, rubeola y toxoplasma.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	3 días
500919	Anticuepos IgM contra Herpes virus tipo 6	382	HSV 6 IgM	Sangre total, LCR	Rojo, frasco estéril	3.0 mL, 2.0 mL		Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	6 días
500907	Herpes simple virus I y II PCR	2045	HSV PCR	LCR	Lila o frasco ampula estéril	LCR 1.0 mL,	Transportar inmediatamente al laboratorio.	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	2 días
	Determinación por PCR 19 virus respiratorios			Aspirado nasofaringeo, aspirado traqueal	2 Frasco esteril o trampa	Frasco estéril o trampa con mínimo 2.0 mL	Transportar inmediatamente al laboratorio. Inmediatamente transportar en frío 4 - 8 C°, e guardias guardar a - 70°C en bacteriología.	Lun a Vier	7.00 - 14.00 am	15 días
500912	Determinación CMV PCR Tiempo Real Carga Viral para Citomegalovirus			Sangre total con anticoagulante	Lila	BH 3.0 mL.	Transportar inmediatamente al laboratorio. Tomar en condiciones esteriles y transportar en un tiempo no máximo de 20 minutos	Lun a Vier Martes	7.00 - 10.00 am	8 días
50049	Panenterovirus enterovirus			LCR,	frasco ampula estéril	LCR 1.0 mL,	Transportar inmediatamente al laboratorio. Inmediatamente transporte en frío 4-8°C en Guardias guardar a -70°C en bacteriología	Lun a Vier	7.00 - 10.00 am	2 días